

I CONSIGLI DEL TUO AUDIOPROTESISTA

La batteria del mio apparecchio acustico funziona?



**Verificare se la pila è ancora carica
è un'operazione semplice quanto importante
per utilizzare l'apparecchio acustico**



Se hai a disposizione il tester per la tua batteria



Spingi la pila a testa in giù verso il contatto (con il segno + verso di te)



Se si illuminano tutte le lineette... la pila è carica!



Se non hai a disposizione il tester




Tieni l'apparecchio acustico nel cavo delle tue mani. Se la pila è carica, emetterà almeno per qualche istante un fischio, confermando che sta funzionando



Se la pila è scarica



NO



SI

Se la pila è scarica sostituirla con una nuova dello stesso tipo, togliendo la linguetta adesiva colorata. Se non entra facilmente **non forzatela!** Innanzitutto, controllate che sia nel verso giusto.



La tecnologia degli apparecchi acustici sta facendo grandi passi avanti.

Consigliamo sempre ai nostri clienti

di valutare il passaggio ai nuovi apparecchi ricaricabili, ricchi di tecnologia ultramoderna, collegabili con la tv e lo smartphone, che vi daranno la grande libertà di non preoccuparvi mai più delle batterie!

